

### MADDENİN YAPISI

Alkali inorganik bileşikler

### İYONİK YAPISI

Nanyonik

### MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Renksiz berrak akıcı sıvı

### pH

14

### MADDENİN ÖZELLİKLERİ Ve KULLANIM ŞEKLİ

Her çeşit tıkanmış lavaboların temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş üründür. Lavaboları çizmez. Kir ve yağları söker. Sararmış yüzeyleri devamlı kullanım halinde beyazlatır. MEGPAK LAVABO soğuk ve sıcak suda her oranda çözünür. Lavabolarda üremiş mikroorganizmaları bertaraf eder. MEGPAK LAVABO uygulanacak lavaboya dökülür. 20 dakika sonra su ile durulama yapılır.

### AMBALAJ ŞEKLİ

30kg –60 kg plastik bidonlarda.

### UYARI

Kullanırken konsantrenin cilde teması önlenmeli, eldiven giyilmelidir. Cilde sıçraması halinde derhal bol ılık su ile iyice yıkanmalı, göze sıçraması halinde ilk tedbir olarak göz açık halde 15 dakika su ile yıkanmalı fakat ovulmamalıdır.