

MADDENİN YAPISI

Katı temizliyiciler ve iyon tutucular karışımı

İYONİK YAPISI

Nanyonik

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Beyaz Toz

pH

12 - 14

**MADDENİN ÖZELLİKLERİ
Ve KULLANIM ŞEKLİ**

MEGPAK SYS yıkama işlemiz esnasında şişelerin kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik olarak temizliğini sağlar. Gazlı içecek şişelerinde ve tanklarında fiziksel ve kimyasal etkileşimlerden dolayı oluşan zararlı maddeleri tamamen temizler. Ayrıca son yıkama işleminde şişelerin iç cidarlarını tamamen ıslanmasını sağlayarak ve ayrıca kullanılan suyun sertliğini gidererek temizliğin mutlak surette olmasını sağlar. Peptizasyon prosesine yardımcı olur. Şişelenmiş ürünün içinde bulunan mikroorganizmaların patolojik aktivitelerini önler. Sterilizasyonun derecesi ortamın alkalinitesine, temizleme solüsyonun sıcaklığına ve temizleme süresine bağlıdır. MEGPAK SYS % 1 -4 oranında suda çözüldükten sonra 60 – 80 °C de sprey şeklinde kullanılabilir.

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg paketlerde.

UYARI

Kullanırken katının ve/veya hazırlana solüsyonun cilde teması önlenmeli, eldiven giyilmelidir. Cilde sıçraması halinde derhal bol ılık su ile iyice yıkanmalı, göze sıçraması halinde ilk tedbir olarak göz açık halde 15 dakika su ile yıkanmalı fakat ovulmamalıdır.